




**Neue
Gerätegeneration**
classic-cart

NEUES PRODUKT



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit

Tragfähigkeit	150 kg
Tragfähigkeit Ablageboden	50 kg Flächenlast

Abmessungen Basisgestell

Breite in mm	663 / 763 / 1263
Tiefe in mm	660
Gesamthöhe in mm	840 / 968 / 1128 / 1288 / 1448 / 1608 / 1768

Abmessungen Ablageboden

Breite in mm	500 / 600 / 1100
Tiefe in mm	491

Elektrifizierung

Trenntransformator	1200 VA / 1600 VA / 2000 VA
Zentraler Ein-/ Ausschalter	ja
Steckdosenleisten	ja

Get in touch >>

Europe: +49 89 614425-0 | sales@itd-cart.com
 America: +1 800 947-3901 | salesusa@itd-cart.com
 China: +86 21 5031 8818 | saleschina@itd-cart.com
 India: +91 86 0015 4064 | salesindia@itd-cart.com
 Australia: +61 3 9330 5050 | salesaustralia@itd-cart.com

www.itd-cart.com




DS.02.69.799 – 10/2024, Printed in Germany. All rights to make changes reserved.

KUNDENSPEZIFISCHES DESIGN

Neue Farben

GRUNDFARBE



RAL 9016
Verkehrsweiß

DEKORFARBE



RAL Design 2507025
Wiesenblütenblau



RAL 5017
Verkehrsblau




RAL 7016
Anthrazitgrau

Neues Design



WIEDERERKENNBARES CORPORATE DESIGN



HOCHWERTIGES DESIGN UND OPTIMIERTE FUNKTIONALITÄT





Neues Eckelement –
elegantes Design mit verbesserten
Hygieneeigenschaften



Schiebegriff –
angenehme Haptik, anpassbar
an das Corporate Design

Einteilige, glatte Säule –
sehr gute Hygieneeigenschaften
und klares Design



Individuelle Gestaltung –
hoher Wiedererkennungswert





Neue Armposition –
großer Bewegungs-
spielraum

**Zusätzliche
Rückgriffe** –
einfache Aus-
richtung des
Wagens aus
jeder Position

Luftdurchlässige Rücktür –
verhindert Hitzestau der Geräte und
unerwünschten Zugriff

**Internationale Steckdosen-
leisten** – uneingeschränkte
Zugänglichkeit



Gegengewichte –
unsichtbar integriert und frei kombi-
nierbar mit Trenntransformatoren

