


# classic-cart

## Planungshilfe 1 / 2



### Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein.  
Bei classic-cart können Sie Ablageböden, Schubfächer etc erst mit der 2. Einheit bzw. 64 mm von unten montieren.

Projekt

Firma

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bearbeiter

iTD GmbH  
Lilienthalstr. 19  
85579 Neubiberg

Tel. +49 89 61 44 25 100

E-Mail: sales@itd-cart.com  
Web: www.itd-cart.com



## Planungshilfe 2 / 2

### Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
30 E	1117 mm	1145 mm
30 E + 10 E	1437 mm	1465 mm

Gesamtbreite: 1214 mm


Einbaubreite: 1100 mm

Gestelltiefe (gesamt): 625 mm

### Aufteilung der Wagenbreiten

Vorderseitige Ansicht,  
symmetrische Anordnung:


500 mm / 500 mm



Vorderseitige Ansicht,  
asymmetrisch Anordnung:

450 mm / 600 mm

600 mm / 450 mm



#### Bitte beachten Sie :

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein.  
Bei classic-cart können Sie Ablageböden, Schubfächer etc erst mit der 2. Einheit bzw. 64 mm von unten montieren.

### Ausstattung

Energiesäulen: Standardkomponente

Ein- / Ausschalter:  ja  nein

Rollenumbausatz: ZV. \_\_\_\_\_

Rollendurchmesser: D \_\_\_\_\_ mm

Leitfähigkeit: ja (Standard)

Trenntransformator:  660 VA mit 4-fach Kaltgerätedosenleiste  
 1000 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste  
 1600 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste

Isolationswächter:  ja  nein

Steckdosenleiste: ZV. \_\_\_\_\_  
 ZV. \_\_\_\_\_

Rückwände:  ja  nein

Zubehör / Anbauteile: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe:  .901 (RAL 5021 Wasserblau)  
 .902 (RAL 5013 Kobaltblau)  
 .903 (RAL 7035 Lichtgrau)  
 \_\_\_\_\_

Projekt

Firma

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bearbeiter

iTD GmbH  
 Lilienthalstr. 19  
 85579 Neubiberg

Tel. +49 89 61 44 25 100

E-Mail: sales@itd-cart.com  
 Web: www.itd-cart.com



# classic-cart Profi

## Planungshilfe

### Ausstattung

Energiesäulen:  ja GW. \_\_\_\_\_

Ein- / Ausschalter:  ja  nein

Rollenumbausatz: ZV. \_\_\_\_\_

Rollendurchmesser: D \_\_\_\_\_ mm

Leitfähigkeit:  ja  nein

Trenntransformator:  660 VA mit 4-fach  
Kaltgerätedosenleiste  
 1000 VA mit 8-fach  
Kaltgerätedosenleiste  
 1600 VA mit 8-fach  
Kaltgerätedosenleiste

Isolationswächter:  ja  nein

Steckdosenleiste: ZV. \_\_\_\_\_

Rückwand:  ja  nein

Zubehör / Anbauteile: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


### Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe:  .901 (RAL 5021 Wasserblau)  
 .902 (RAL 5013 Kobaltblau)  
 .903 (RAL 7035 Lichtgrau)  
 \_\_\_\_\_

### Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **classic-cart Profi** können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. **mit der 2. Einheit bzw. 64 mm** von unten montieren.



## Allgemeine Maßangaben

### Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
21 E	829 mm	857 mm
30 E	1117 mm	1145 mm
40 E	1437 mm	1465 mm

Einbaubreiten: 500 / 600 mm

Gesamtbreiten: 614 / 714 mm

Gestelltiefe (gesamt): 625 mm

Projekt \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Bearbeiter \_\_\_\_\_

iTD GmbH  
Lilienthalstr. 19  
85579 Neubiberg  
Tel. +49 89 61 44 25 100

E-Mail: sales@itd-cart.com  
www.itd-cart.com

