

compact-cart Economy

Planungshilfe

Ausstattung

Energiesäulen: Nur im Basisgestell Profi verfügbar

Ein- / Ausschalter: Nur mit Energiesäulen möglich

Power-Unit: Nur mit Energiesäulen möglich

Rollenumbausatz: ZV. _____

Rollendurchmesser: D _____ mm

Leitfähigkeit: ja nein

Trenntransformator: Nur im Basisgestell Profi integrierbar

Isolationswächter: Nur im Basisgestell Profi integrierbar

Steckdosenleiste: ZV. _____

Rücktüren: Nur im Basisgestell Profi integrierbar

Zubehör / Anbauteile: _____


Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .903 (RAL 7035 Lichtgrau)

.908 (RAL 5015 Himmelblau)

.909 (RAL 1003 Signalgelb)



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
21 E	839 mm	864 mm
30 E	1127 mm	1152 mm
35 E	1287 mm	1312 mm
40 E	1447 mm	1472 mm

Einbaubreite: 450 / 500 / 650 mm

Gesamtbreite: 555 / 605 / 755 mm

Gestelltiefe (gesamt): 625 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

Bitte beachten Sie :

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei compact-cart können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. mit der 2. Einheit bzw. 64 mm von unten montieren.

iTD GmbH
Lilienthalstr. 19
85579 Neubiberg
Tel. +49 89 61 44 25 100
E-Mail: sales@itd-cart.com
Web: www.itd-cart.com



compact-cart Profi


Planungshilfe

Ausstattung

Energiesäulen:	Standardkomponente
Ein- / Ausschalter:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Power-Unit:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Rollenumbausatz:	ZV. _____
Rollendurchmesser:	D _____ mm
Leitfähigkeit:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Trenntransformator:	<input type="checkbox"/> 1200 VA mit 6-fach Kaltgerätedosenleiste <input type="checkbox"/> 2000 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste
Isolationswächter:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Steckdosenleiste:	ZV. _____
Rücktüren:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zubehör / Anbeuteile:	_____ _____ _____

Design

Grundfarbe:	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dekorelemente :	<input type="checkbox"/> .903 (RAL 7035 Lichtgrau) <input type="checkbox"/> .908 (RAL 5015 Himmelblau) <input type="checkbox"/> .909 (RAL 1003 Signalgelb) <input type="checkbox"/> _____



40 E (1280 mm)

35 E (1120 mm)

30 E (960 mm)

25 E (800 mm)

21E (672 mm)

15 E (480 mm)

10 E (320 mm)

5 E (160 mm)

1 E (32 mm)

Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:		
Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
30 E	1146 mm	1171 mm
35 E	1306 mm	1331 mm
40 E	1466 mm	1491 mm

Einbaubreite:	450 / 500 / 650 mm
Gesamtbreite:	618 / 668 / 818 mm
Gestelltiefe:	624 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **compact-cart** können Ablageböden **mit 2. Einheit bzw. 64 mm** von unten montieren werden, Schubfächer bereits **mit der 1. Einheit bzw. 32 mm**.

iTD GmbH
Lilienthalstr. 19
85579 Neubiberg
Tel. +49 89 61 44 25 100

E-Mail: sales@itd-cart.com
Web: www.itd-cart.com

